

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель ГЦИ СИ,  
Зам. генерального директора  
ФГУ «Ростест-Москва»  
А.С.Евдокимов  
06 \_\_\_\_\_ 2008 г.

Наборы жидких мер показателя преломления РЖЭ-1	Внесены в Государственный реестр средств измерений
	Регистрационный № <u>24513-03</u> Взамен №

Выпускаются по техническим условиям ТУ 4437-006-40001819-03.

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Наборы РЖЭ-1 предназначены для использования при поверке, калибровке и ремонте рефрактометров в качестве эталона 2-го разряда в соответствии с ГОСТ 8.583-2003 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений показателя преломления твердых, жидких и газообразных веществ».

### ОПИСАНИЕ

Принцип работы с набором жидких мер показателя преломления РЖЭ-1 состоит в нанесении препаратов, входящих в набор, на измерительную призму рефрактометра, измерении показателя преломления  $n_D$  препарата, и определении погрешности поверяемого рефрактометра путем сравнения полученных значений с данными, приведенными в свидетельстве о поверке набора РЖЭ-1.

Набор РЖЭ-1 состоит из 6 препаратов стабильных углеводородов и галогенпроизводных: n-гептан, циклогексан, 1,2-дихлорэтан, углерод четыреххлористый, бензол,  $\alpha$ -бромнафталин, для которых определен показатель преломления  $n_D^{20}$  на длине волны 589,3 нм (желтая линия D спектра излучения натрия), и температурный коэффициент показателя преломления.

Препараты расфасованы в ампулы и помещаются в картонную тару, устройство которой предохраняет ампулы от резких ударов и повреждений.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение параметра
Показатель преломления $n_D^{20}$ препарата при температуре 20°C	
- n-гептан	от 1,385 до 1,388
- циклогексан	от 1,425 до 1,428
- 1,2-дихлорэтан	от 1,443 до 1,446
- углерод четыреххлористый	от 1,459 до 1,462
- бензол	от 1,500 до 1,504
- $\alpha$ -бромнафталин	от 1,656 до 1,659

Температурный коэффициент показателя преломления препарата в диапазоне температур (20 – 25)°С, $\Delta n_D/\Delta T$ , град <sup>-1</sup>	
- n-гептан	от 0,00045 до 0,00055
- циклогексан	от 0,00050 до 0,00060
- 1,2-дихлорэтан	от 0,00050 до 0,00060
- углерод четыреххлористый	от 0,00055 до 0,00065
- бензол	от 0,00060 до 0,00070
- $\alpha$ -бромнафталин	от 0,00040 до 0,00060
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений показателя преломления $n_D$ , не более	0,00003
Объем препарата в ампуле, мл	1,5 ± 0,1
Габаритные размеры укладочной коробки, мм, не более	70 x 80 x 12
Масса набора, г, не более	50

Набор эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от 20 до 25°С и относительной влажности не более 80 %.

Набор жидких мер показателя преломления РЖЭ-1 является невосстанавливаемым изделием.

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации набора типографским способом.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество, шт.
n-гептан ГОСТ 25828-83	1 ампула 1,5 мл
Циклогексан ГОСТ 14198-78, сорт высший	1 ампула 1,5 мл
1,2-дихлорэтан ГОСТ 1942-86, сорт высший	1 ампула 1,5 мл
Углерод четыреххлористый ГОСТ 20288-74, химически чистый (х.ч.)	1 ампула 1,5 мл
Бензол ГОСТ 9572-93, высшей очистки	1 ампула 1,5 мл
$\alpha$ -бромнафталин ТУ-6-09-186-70	1 ампула 1,5 мл
Руководство по эксплуатации ЭКИТ 6.950.000 РЭ	1
Свидетельство о поверке	1

По желанию заказчика могут поставляться отдельные препараты из набора жидких мер показателя преломления РЖЭ-1 или набор не в полном составе.

## ПОВЕРКА

Набор жидких мер показателя преломления РЖЭ-1 подлежит первичной поверке при выпуске из производства в соответствии с методикой поверки (Приложение 1 к руководству по эксплуатации ЭКИТ 6.950.000 РЭ), согласованной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИОФИ» в январе 2003 г.

Срок использования набора не более 3 лет с момента выпуска.

Средства поверки:

- гониометр-спектрометр типа ГС-2, ТУ 3-3.441-76, номер по Государственному реестру 3298-78, погрешность измерения углов одним приемом не более  $\pm 1,0''$ ;
- полая угловая кювета из стекла К-8 по ГОСТ 13659-78 с внутренними преломляющими углами, близкими к  $60^\circ$  и  $45^\circ$ . Внутренние преломляющие углы кюветы должны быть измерены с погрешностью не более  $\pm 1''$ ;
- термометр ртутный типа СП-25, (10-40)  $^\circ\text{C}$ , ц.д.  $0,02^\circ\text{C}$ , ГОСТ 28498-90;
- устройство для поддержания и регулировки температуры в помещении в диапазоне от  $20 \pm 0,2$  до  $25 \pm 0,2$   $^\circ\text{C}$  (например, кондиционер);
- дозатор пипеточный ДПВ-1-1000-5000, номер по Государственному реестру 14741-99, объем дозируемой жидкости до 5 мл, погрешность  $\pm 2,5\%$ .

## НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 4437-006-40001819-03. «Набор жидких мер показателя преломления РЖЭ-1. Технические условия».


ГОСТ 8.583-2003 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений показателя преломления твердых, жидких и газообразных веществ».

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип наборов жидких мер показателя преломления РЖЭ-1 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства согласно государственной поверочной схеме ГОСТ 8.583-2003.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «НПО «Эко-Интех», 115230, г.Москва, Каширское ш., д.13, корп.1. Тел./ факс (499) 613-91-94.

Генеральный директор  
ООО «НПО «Эко-Интех»



Н.И.Дудкин