

Согласовано

Заместитель руководителя ГЦИ СИ
Директор Клинского филиала
ФГУ «Менделеевский ЦСМ»
Н.В. Зарембо
2010 г.

Стаканы с меткой и стаканы для отпуска напитков	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>7576-00</u> Взамен №
---	--

Стаканы с меткой вместимостью 50, 100, 150, 250 мл выпускаются по ТУ 25-11.944-79.
Стаканы для отпуска напитков вместимостью 100, 200 мл выпускаются по ТУ 4324-003-07609129-99.

Назначение и область применения

Стаканы с меткой применяются в лабораториях и научно-исследовательских институтах для измерения объема жидкостей. Стаканы для отпуска напитков используется для отпуска напитков, готовых к продаже (молоко, пиво, минеральная вода, различные виды спиртных напитков) в кафе, ресторанах, барах, гостиницах.

Описание

Стаканы с меткой имеют прямую цилиндрическую форму. Стаканы для отпуска напитков имеют коническую форму. На стаканы наносятся шкалы с соответствующими оцифрованными отметками.

Основные технические характеристики

Таблица 1

Наименование	Номинальная вместимость стаканов, мл	Оцифрованные отметки	Предел допускаемой абс. погрешности, мл	Габаритные размеры	
				Высота, мм	Диаметр дна, мм
Стаканы с меткой	50	25, 50	± 2	75 ± 2	40 ± 1
	100	50, 100	± 2	90 ± 3	45 ± 2
	150	50, 100, 150	± 3	95 ± 3	53 ± 2
	250	50, 150, 250	$\pm 3,5$	95 ± 3	67 ± 3
Стаканы для отпуска напитков	100	50, 100	$\pm 2,5$	100 ± 5	38 ± 2
	200	150, 200	± 4	135 ± 5	50 ± 2

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на этикетку типографским способом и на стаканы методом шелкографии.



Комплектность

В комплект входят:

- Стаканы, шт. – по требованию потребителя ;
- этикетка;
- коробка из гофрокартона упаковочная.

Поверка

Поверка стаканов производится по ГОСТ 8.234-77 «Меры вместимости стеклянные. Методы и средства поверки».

Средства поверки: пипетка-рабочий эталон 1-го разряда; весы лабораторные среднего класса точности по ГОСТ 24104 .

Поверка *первичная* до ввода в эксплуатацию , периодической поверке стаканы не подлежат.

Нормативные и технические документы

ТУ 4324-003-07609129-99- «Стаканы для отпуска напитков. Технические условия».

ТУ 25-11.944-79 – «Стаканы с метками. Технические условия».

ГОСТ 8.470- 82 - «Государственная поверочная схема для средств измерений объема жидкости».

Заключение

Тип стаканов с меткой и стаканов для отпуска напитков утвержден с техническими и метрологическими - характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель: ОАО «Химлаборприбор»; 141600, г.Клин, Московской области, ул.Папивина, д.3; телефон (49624) 2-47-41, 2-64-00; те./факс (49624) 2-35-48

Главный инженер
ОАО «Химлаборприбор»



П.Н.Яковлев