



КАМІТЭТ ПА СТАНДАРТЫЗАЦЫІ,
МЕТРАЛОГІІ І СЕРТЫФІКАЦЫІ
(БЕЛСТАНДАРТ)

КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(БЕЛСТАНДАРТ)

МІНСКІ ЦЭНТР
СТААНДАРТЫЗАЦЫІ І МЕТРАЛОГІІ

МИНСКИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

220053, г.Мінск, Старавіленскі тракт, 93
Тэл. 37-55-01, факс: 370938
Тэлеграф 252170 "Шкала"

220053, г.Минск, Старовиленский тракт, 93
Тел. 37-55-01, факс: 370938
Телеграф 252170 "Шкала"

25.07.96

N

На N

от

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

N 10/96

Методика выполнения измерений концентрации цианидов
в газовых выбросах отделения АЦГ титриметрическим
методом

МВИ №374 -96

Срок действия - 5 лет

Предназначена для определения цианидов в газовых выбросах
отделения АЦГ.

Диапазон определяемых концентраций цианидов
(200 - 1500) мг/м³.

Относительная суммарная погрешность измерений при принятой
доверительной вероятности $p = 0,95$ не превышает $\pm 17 \%$.

Заместитель директора
Минского ЦСМ



Handwritten signature

В. П. Лобко

Handwritten mark

СНЯТО ОГРАНИЧЕНИЕ
СРОКА ДЕЙСТВИЯ
АЭС РБ №

мех. № 12-07/745
от 30.01.01